

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Mef2A+Mef2C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06413 / Q02078

Numero articolo: CM0012635

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a MEF2A e MEF2C, validato per WB, IHC-P ed ELISA su umano e topo. Ideale per lo studio della differenziazione muscolare, dello sviluppo neuronale e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEF2A+MEF2C mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4208/4205
GeneID	4208/4205
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-473 di MEF2A+MEF2C umano (Q06413).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q06413/Q02078
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio