

Megf10 Coniglio Pab - Q96Kg7

Numero articolo: CM0015482

introduzione

MEGF10 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale che si rivolge a MEGF10 umano (Q96KG7). Validato per Western blot ed ELISA, rileva MEGF10 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla fagocitosi e sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	MEGF10 Coniglio pAb
Note/Alias	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84466
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-160 di MEGF10 umano (NP_115822.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96KG7
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio