

Anticorpo Policlonale Coniglio Mek3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

Numero articolo: CM0025852

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MEK3 di alta qualità validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con MEK3 (MAP2K3) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dello stress e la via MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MEK3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Specie	Umana
GenelD (Uomo)	5606
GenelD	5606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della MEK3 umana (NP_659731.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46734
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio