

Anticorpo Monoclonale Coniglio Mek3/Mek6 Per Wb Ed Elisa - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0003792

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro MEK3/MEK6 umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Progettato per studiare le vie di segnalazione della MAP chinasi nelle risposte allo stress e alle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MEK3/MEK6
Note/Alias	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 248-347 di MEK3/MEK6 umano (P46734).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	39,37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio