


Anticorpo Monoclonale Coniglio Menin Per Wb, Elisa - 000255

Numero articolo: CM0010504



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Menin di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con Menin umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia della cromatina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Menin Rabbit mAb
Note/Alias	MEAI; SCG2; Menin
Specie	Umano
GeneID (umano)	4221
GeneID	4221
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 516-615 della Menin umana (000255).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	000255
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio