

Anticorpo Policlonale Coniglio Merlin Per Wb, Elisa - P35240

Numero articolo: CM0022620



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Merlin umano (NF2), convalidato per WB ed ELISA. Rileva la Merlin endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione Hippo, soppressione tumorale e biologia di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Merlin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4771
GeneID	4771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 347-595 della Merlin umana (NP_000259.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35240
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio