

Anticorpo Monoclonale Coniglio Metap2 Per Wb, Elisa - P50579

Numero articolo: CM0008207



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio METAP2 convalidato per WB ed ELISA. Riconosce il METAP2 umano, murino e ratto, una metionina aminopeptidasi critica per la rimozione della metionina N-terminale e la regolazione della sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	METAP2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MAP2; MNPEP; p67elf2; METAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10988
GeneID	10988
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-478 del METAP2 umano (NP_006829.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50579
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio