

Anticorpo Policlonale Coniglio Methyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) Q13185 Per Dot Blot & Elisa

Numero articolo: CM0000222



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio diretto contro HP1 gamma/CBX3 metilato all'H175, validato per dot blot e ELISA in campioni umani. Riconosce la proteina umana CBX3 (21 kDa). Adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
Specie	Uomo
GeneID (umano)	11335
GeneID	11335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 di HP1 gamma/CBX3 umano (NP_009207.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13185
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio