

Mettl14 Rabbit Pab - Q9Hce5

Numero articolo: CM0025238



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-METTL14, componente chiave del complesso di metilazione dell'RNA m6A. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'epitrascrittomica e la biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	METTL14 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	hMETTL14; METTL14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57721
GeneID	57721
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di METTL14 umano (NP_066012.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCE5
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio