


Mettl16 Pab Di Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86W50

Numero articolo: CM0016069



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio diretto contro METTL16 umano (N6-metiltransferasi dell'RNA). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della modificazione dell'RNA e dell'omeostasi della S-adenosil-L-metionina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	METTL16 pAb di coniglio
Note/Alias	METT10D; METTL16
Specie	Umano
GeneID (umano)	79066
GeneID	79066
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 263-562 di METTL16 umano (NP_076991.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86W50
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante