

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mettl5 Per Wb, Elisa - Q9Nrn9

Numero articolo: CM0025502



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio METTL5 validato per WB, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Bersaglia la rRNA N6-adenosina-metiltransferasi METTL5 (Q9NRN9), essenziale per la ricerca sulla traduzione e la pluripotenza delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	METTL5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRT72; HSPC133; METTL5
Specie	Umana
ID gene (Umano)	29081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-209 della METTL5 umana (NP_054887.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRN9
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio