

Mgll Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99685

Numero articolo: CM0007120



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro MGLL umano (lipasi dei monogliceridi, MAGL) per la ricerca IVD, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione degli endocannabinoidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGLL Rabbit PolymAb®
Note/alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	11343
ID del gene	11343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-303 di MGLL umano. (NP_001003794.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99685
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante