

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Mglur2 Per Wb - Q14416

Numero articolo: CM0009357



### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio mGluR2 (Q14416) validato per WB, IF-P ed ELISA. Rileva il recettore metabotropico del glutammato 2 umano, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche neuroscientifiche sulla trasmissione sinaptica ed l'eccitabilità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | mGluR2 Coniglio mAb                                                                                                |
| Note/Alias          | GLUR2; mGluR2                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                              |
| Gene ID (Umano)     | 2912                                                                                                               |
| Gene ID             | 2912                                                                                                               |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 773-872 di mGluR2 umano (Q14416). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                        |
| SWISS               | Q14416                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 96 kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                 |