

Anticorpo Monoclonale Coniglio Mhc Classe I (Hla-A/B) - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Numero articolo: CM0008170

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al MHC classe I umano (HLA-A/B). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici mirati agli alleli HLA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio MHC classe I (HLA-A/B)
Note/Alias	HLAA; MHC classe I (HLA-A/B)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3105/3106
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 del MHC classe I umano (HLA-A/B) (P04439).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio