

Anticorpo Monoclonale Coniglio Mib1/Dip1 Per Wb, Elisa - Q86Yt6

Numero articolo: CM0012549



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting MIB1/DIP1 (Q86YT6). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione Notch, dell'ubiquitinazione e della biologia del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIB1/DIP1 mAb Coniglio
Note/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57534
GeneID	57534
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di MIB1/DIP1 umano (Q86YT6)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86YT6
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio