

Anticorpo Monoclonale Coniglio Mica Per Wb, Elisa - Q29983

Numero articolo: CM0003447



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro MICA umano (sequenza polipeptidica correlata alla classe I del MHC). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con umano e topo. Utilizzo nella ricerca per studi sulla sorveglianza immunitaria e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio MICA
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100507436
GeneID	100507436
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q29983
Peso Molecolare Proteina	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio