

Anticorpo Policlonale Mica Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q29983

Numero articolo: CM0016251



introduzione

Anticorpo policlonale MICA validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia la proteina correlata alla classe I del MHC coinvolta nell'attivazione delle cellule NK; ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MICA Rabbit pAb
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Specie	Umano
GeneID	100507436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-307 di MICA umana (NP_000238.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q29983
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio