


Anticorpo Monoclonale Coniglio Mitofusin 2 Per Wb - O95140

Numero articolo: CM0002600



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Mitofusin 2 (O95140) validato per WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Un reagente critico per lo studio della dinamica mitocondriale, della fusione e della mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Mitofusin 2
Note/Alias	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9927
GeneID	9927
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Mitofusin 2 umana (O95140).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95140
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio