

Anticorpo Policlonale Coniglio Mitofusin 2 - Mitofusin 2

Numero articolo: CM0012830

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Mitofusin 2 per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Rileva Umano, Mouse, Rat. Immunogeno proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 70-260 del Mitofusin 2 del mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mitofusin 2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusin 2
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	9927
Gene ID	170731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-260 del Mitofusin 2 del mouse (NP_573464.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Rat
Peso proteico	68kDa/86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio