

Mixl1 Rabbit Pab Per Wb E Elisa - Q9H2W2

Numero articolo: CM0023033

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIXL1 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Rileva MIXL1 umano, murino e ratto; adatto per ricerche di biologia dello sviluppo e cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIXL1 Rabbit pAb
Note/Alias	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83881
GeneID	83881
Immunogeno	Peptide Sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-232 di MIXL1 umano (NP_114150.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H2W2
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio