

MLH3 Coniglio Pab Per Wb Ed Elisa - Q9Uhc1

Numero articolo: CM0030007

introduzione

MLH3 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la proteina di riparazione dei mismatch del DNA MLH3. Adatto per Western blot e ELISA in campioni umani, di topo e di ratto, supporta la ricerca sui meccanismi di riparazione del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MLH3 Coniglio pAb
Note/Alias	HNPCC7; MLH3
Specie	Umano
GeneID	27030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1190-1389 di MLH3 umano (NP_055196.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHC1
Peso Proteico	164kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio