

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mmp17 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ9

Numero articolo: CM0029033

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MMP17 altamente specifico, validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio del rimodellamento della matrice extracellulare e della biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio MMP17
Note/Alias	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Specie	Umano
GeneID (umano)	4326
GeneID	4326
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9ULZ9
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio