

Anticorpo Policlonale Coniglio Mmp19 Per Wb, Elisa - Q99542

Numero articolo: CM0029106

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MMP19 (Metalloproteinasasi della matrice-19). Convalidato per WB, ELISA. Rileva MMP19 umano, di topo e ratto; adatto per la ricerca sulla degradazione della ECM e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP19 Rabbit pAb
Note/Alias	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Specie	Umano
ID gene (Umano)	4327
ID gene	4327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-508 della MMP19 umana (NP_002420.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99542
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio