


Anticorpo Policlonale Coniglio Mmp9 Per Wb, Elisa - P14780

Numero articolo: CM0022770



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MMP9 umana (Gelatinasi B). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con MMP9 murina. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP9 Rabbit pAb
Note/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4318
ID Gene	4318
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 538-707 della MMP9 umana (NP_004985.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P14780
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio