

Anticorpo Policlonale Coniglio Mneongreen - Mneongreen

Numero articolo: CM0020249

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina fluorescente mNeonGreen (Branchiostoma lanceolatum). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata indipendente dalla specie. Dimensione della banda attesa ~30 kDa. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mNeonGreen Rabbit pAb
Specie	Branchiostoma lanceolatum
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-236 del mNeonGreen di Branchiostoma lanceolatum.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio