

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Mnx1/Hb9/Hlxb9 Per Wb E Elisa - P50219

Numero articolo: CM0003717

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MNX1/HB9/HLXB9, prodotto con peptide sintetico. Validato per WB e ELISA con campioni umani e di topo. Adatto per lo studio dell'identità dei motoneuroni e dello sviluppo del pancreas.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-MNX1/HB9/HLXB9
Note / Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Specie	Uomo
ID genico (umano)	3110
ID genico	3110
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di MNX1/HB9/HLXB9 umano (P50219).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P50219
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio