

Moc3 Rabbit Pab - A0A0N7Kjv6

Numero articolo: CM0024069

introduzione

MOC3 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale che si lega a MOC3 di Oryza sativa (SWISS A0A0N7KJV6), validato per applicazioni WB ed ELISA nella ricerca sul riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MOC3 Rabbit pAb
Note/Alias	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; Osj_015793; MOC3
Specie	Oryza sativa
Gene ID	107275471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 98-289 di MOC3 di Oryza sativa. (Q7XM13)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJV6
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio