


Anticorpo Policlonale Di Coniglio MocS3 Per Wb E Elisa - 095396

Numero articolo: CM0027988



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia MOCS3 umano, validato per WB e ELISA. Riconosce l'uomo e il mouse, adatto per la ricerca sulla tiolazione degli tRNA e la biosintesi del cofattore molibdeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MOCS3 Rabbit pAb
Note/Alias	UBA4; MOCS3
Specie	Uomo
GeneID	27304
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 271-460 di MOCS3 umano (NP_055299.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	095396
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio