

Anticorpo Policlonale Coniglio Mon1A Per Wb E Elisa - Q86Vx9

Numero articolo: CM0022175



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MON1A per WB e ELISA. Reagisce con MON1A umano, una proteina di fusione vacuolare coinvolta nel traffico di membrana e nell'attivazione di RAB7. Q86VX9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MON1A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SAND1; MON1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84315
GeneID	84315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 del MON1A umano (Q86VX9)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86VX9
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio