

Anticorpo Monoclonale Coniglio Monkeypox Virus (Mpxv) E8L - Q8V4Y0

Numero articolo: CM0004712

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Monkeypox virus (MPXV) E8L validato per WB ed ELISA. Riconosce la proteina legante la superficie cellulare OPG105 (Q8V4Y0), cruciale per l'attacco del virione. Ideale per la ricerca sul virus del vaiolo delle scimmie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Monkeypox virus (MPXV) E8L
Specie	Virus del vaiolo delle scimmie
GeneID	929017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 della proteina E8L del Monkeypox virus (MPXV) umano. (NP_536532.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Virus del vaiolo delle scimmie
SWISS	Q8V4Y0
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio