

Pannello Di Anticorpi Monoclonali Per La Rilevazione Dei Treg Umani E Del Cercopiteco Mediante Citometria A Flusso - Pannello Treg Umano/Scimmia

Numero articolo: CM0012219

introduzione

Pannello di anticorpi monoclonali progettato per l'identificazione e l'analisi citometrica a flusso delle cellule T regolatorie (Treg) in campioni umani e di cercopiteco. Ideale per la ricerca di immunofenotipizzazione e monitoraggio immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Pannello Treg Umano/Scimmia
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cercopiteco
Spedizione	Borsa del ghiaccio