


Anticorpo Policlonale Rabbit Monomethyl-Histone H2B-K5 (P62807/Q16778) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000235



introduzione

Il coniglio pAb MonoMethyl-Histone H2B-K5 rileva l'istone H2B monometilato endogeno sulla lisina 5 (P62807/Q16778) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per WB, IF/ICC e ELISA, supporta gli studi sulla cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb
Note/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histone H2B-K5
Specie	Umana
GeneID (umano)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Peptide sintetico monometilato corrispondente alla regione K5 di H2BK5me1 umano (NP_003519.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio