

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monometil-Istone H3 (K14) (Q16695/P68431) Per Wb, If, Elisa

Numero articolo: CM0000369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 monometilato in lisina 14. Riconosce le varianti H3.1 e H3.1t umane, di topo e di ratto. Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MonoMetil-Istone H3-K14
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Istone H3-K14
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide monometilato sintetico attorno a K14 dell'MonoMetil-Istone H3-K14 umana (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altri (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio