

Anticorpo Policlonale Rabbit Per Monometil-Istone H3-K27 (H3K27Me1) (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc, Chip & Elisa

Numero articolo: CM0000406



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro l'istone H3 monometilato alla lisina 27 (H3K27me1). Validato per western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica, dot blot, ChIP e ELISA. Reattività crociata prevista con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMetil-Istone H3-K27 Rabbit pAb
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Specie	Uomo
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico monometilato intorno alla K27 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio