

Mab Coniglio Monometil-Istona H3-K27 (Q16695/P68431) - Anticorpo Contro Istona H3 Metilata Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000255



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per l'istone H3 lisina 27 monometilato (H3K27me1) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'istone H3 di uomo, topo, ratto e piante, ideale per la ricerca su epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio MonoMetil-Istona H3-K27
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico monometilato intorno alla K27 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Arabidopsis thaliana, Riso, Altro (prevista per un ampio intervallo)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio