

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695 / P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000316



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MonoMethyl-Histone H3-K36 validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reagisce con umano, topo, ratto e un'ampia gamma di specie previste. Rileva la monometilazione alla lisina 36 dell'istone H3, un marcatore epigenetico chiave nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MonoMethyl-Histone H3-K36
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato intorno a K36 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio