

Monomethyl-Histone H3-K36 Mab Di Coniglio (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000386



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva la lisina 36 monometilata dell'istone H3 umano (SWISS Q16695/P68431). Reattività crociata prevista con topo, ratto e altre specie. Adatto per Western blot, dot blot, IHC-P e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H3-K36 mAb di coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico monometilato intorno alla K36 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio