

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Ip, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000361



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio MonoMethyl-Histone H3-K36 (SWISS: Q16695/P68431) per la ricerca in epigenetica. Validato per WB, DB, IP, ELISA, ChIP; reattività con umano, topo, ratto. 15kDa, spedizione in borsa frigo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio MonoMethyl-Histone H3-K36
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico monometilato intorno a K36 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altre (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa frigo