


Anticorpo Policlonale Coniglio Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000261



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che rileva l'istone H3 mono-metilata alla lisina 36 (K36) per Western blot, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reagisce con umano, topo, ratto e ampia gamma di specie prevista. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istone H3 umana (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio