


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Istone H3-K4 Monometilato (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, If/Icc E Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000385



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce specificamente la lisina 4 monometilata dell'istone H3 umano (SWISS Q16695/P68431). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP e ELISA. Ampia reattività crociata: uomo, mouse, ratto, Arabidopsis, riso, grano. Ideale per studi epigenetici e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Istone H3-K4 monometilato
Note / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico monometilato corrispondente ai residui intorno alla K4 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto, Arabidopsis, Riso, Grano, Altro (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio