

Monometil-Istone H3-K4 Pab Di Coniglio (Q16695/P68431) — Convalidato Per Wb, Ihc-P, Chip E Altro

Numero articolo: CM0000364



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 monometilato alla lisina 4 (H3K4me1). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reazione crociata prevista tra uomo, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMetil-Istone H3-K4 pAb di coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (previsione di ampia copertura)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio