


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-K79 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000351



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la lisina 79 monometilata dell'istone H3 (K79me1). Ideale per WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Riconosce H3 umano, di topo e di ratto; ampia cross-reattività prevista.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio MonoMethyl-Histone H3-K79
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K79
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico monometilato intorno a K79 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio