

Anticorpo Policlonale Rabbit Monomethyl-Istono H3-K79 (Q16695 / P68431) Per Wb, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000268



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per la lisina 79 monometilata dell'istone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validato per WB, ELISA, ChIP; reagisce in modo crociato con umano, mouse, ratto e si prevede una reattività su un'ampia gamma di specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Istono H3-K79 Rabbit pAb
Note / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Istono H3-K79
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico monometilato corrispondente alla regione K79 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto, Altre specie (prevista ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio