


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-K79 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc, Chip

Numero articolo: CM0000345



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'istone H3 monometilato in lisina 79 (K79me1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MonoMethyl-Histone H3-K79
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K79
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico monometilato intorno a K79 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio