


Pab Rabbit Contro Monometil-Istone H3-K9 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip-Seq, Elisa

Numero articolo: CM0000375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 monometilato sulla lisina 9 (H3K9me1). Adatto per WB, ChIP-seq, IHC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per l'epigenetica e la fornitura di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb Rabbit contro MonoMetil-Istone H3-K9
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Istone H3-K9
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico monometilato intorno alla K9 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio