


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Monomethyl-Istone H3-K9 | Q16695 / P68431 - Anticorpo Specifico Per La Metilazione Per Wb, Chip, Elisa E Altro

Numero articolo: CM0000411



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per l'istone H3 monometilato in lisina 9 (H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP ed ELISA con un'ampia cross-reattività prevista (umano, topo, ratto).

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | Anticorpo monoclonale di coniglio MonoMethyl-Istone H3-K9                                                                            |
| Note/Alias       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A                                                        |
| Specie           | Umano                                                                                                                                |
| GenelD (umano)   | 8290/8350                                                                                                                            |
| GenelD           | 8290/8350                                                                                                                            |
| Immunogeno       | Peptide sintetico: un peptide sintetico monometilato corrispondente alle sequenze circostanti K9 dell'istone H3 umano (NP_003520.1). |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria        | Anticorpi Metilati                                                                                                                   |
| Applicazione     | WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP, ELISA                                                                                                   |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto, Altri (Ampio Raggio Previsto)                                                                                    |
| SWISS            | Q16695/P68431                                                                                                                        |
| Peso Proteico    | 16kDa                                                                                                                                |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                                   |