

Monometil-Istone H3-K9 Rabbit Mab (Q16695/P68431) — Anticorpo Monoclonale Per La Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000319



introduzione

MonoMetil-Istone H3-K9 Rabbit mAb (Q16695/P68431) è un anticorpo monoclonale ad alta specificità per la rilevazione di H3K9me1 in WB, DB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto e altre specie previste. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MonoMetil-Istone H3-K9 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico monometilato attorno alla posizione K9 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio