

Anticorpo Monoclonale Coniglio Monometil-Istona H3-K9 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000379



introduzione

mAb di coniglio che rileva la lisina 9 monometilata dell'istona H3.1 (P68431) e H3.1t (Q16695). Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto; prevista ampia gamma. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MonoMetil-Istona H3-K9
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Istona H3-K9
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico monometilato attorno alla K9 dell'istona H3 umana (P68431)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio