

Anticorpo Policlonale Coniglio Monometil-Istone H3-R2 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 monometilato all'arginina 2. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con ampia reattività crociata tra specie (umana, topo, ratto). Ideale per la ricerca sull'epigenetica e la dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H3-R2 Rabbit pAb
Note / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico monometilato intorno alla posizione R2 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (prevista ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio