


Pab Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-R26 - Q16695/P68431 Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente l'istone H3 monometilato all'arginina 26 (Q16695/P68431). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e si prevede una reattività con un'ampia gamma di specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MonoMethyl-Histone H3-R26 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetico monometilato intorno alla R26 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio